

## MHML1020 规格

光学系统	无限远色差校正光学系统
观察筒	30° 倾斜, 无限远铰链双目观察头, 瞳距调节: 54mm—75mm, 单边视度调节: ±5 曲光度
	30° 倾斜, 无限远铰链三目 5:5 分光观察头, 瞳距调节: 54mm—75mm, 单边视度调节: ±5 曲光度
目镜	高远点 WF10X20mm 目镜
物镜	无限远长工作距平场消色差金相物镜 5X NA0.15 WD12
	无限远长工作距平场消色差金相物镜 10X NA0.3 WD16
	无限远长工作距平场消色差金相物镜 20X NA0.4 WD12
	无限远长工作距平场消色差金相物镜 50X NA0.55 WD9.15
	无限远长工作距平场消色差金相物镜 100X NA0.8 WD3 (可选)
物镜转换器	内定位 4 孔转换器
粗微调焦机构	反射机架, 配金属载物台板, 低手位粗微同轴调焦机构, 粗调行程 23mm, 微调精度 0.002mm。带有防止载物台下滑的松紧调节装置
	透反两用机架, 配透反两用玻璃载物台板, 低手位粗微同轴调焦机构, 粗调行程 23mm, 微调精度 0.002mm。带有防止载物台下滑的松紧调节装置
载物台	双层机械移动平台, 低手位 X、Y 方向同轴调节; 平台大小 145mm×132mm, 移动范围 76mm×50mm
	可配反射用金属载物台板, 透反两用玻璃载物台板
落射照明系统	单颗大功率 5WLED, 反射灯室, 暖白光, 柯拉照明, 带视场光阑与孔径光阑, 光阑中心大小可调, 外置式宽电压适配器, 输入 100V—240V—AC50/60Hz, 输出 DC12V2A
透射照明系统	单颗大功率 5W LED 灯, 白光
其它附件	透射用阿贝聚光镜, 数值孔径 N.A1.25, 带可变光阑, 中心预调
	随机配起偏镜及检偏镜, 检偏镜 360° 旋转可调
	摄影摄像附件: 0.35X、0.5X、1X C 接口, 可调焦 (可选)
	反射用干涉滤色片: 蓝色、绿色、白色 (可选)

**MINGHUI**

**正置金相显微镜**

**MHML1020**

使用舒适且方便的金相显微镜



[www.gzmhkj.com.cn](http://www.gzmhkj.com.cn)

**MINGHUI**

广州市明慧科技有限公司  
广州市天河区柯木塍南路 1 号 1 栋 522 房 1 栋 523 房  
邮 编: 510000  
电 话: 020-87096762  
邮 箱: minghui88@163.com

正置金相显微镜 MHML1020 以优异的成像性能、舒适的操作体验, 为客户提供高性价比金相分析及工业检测解决方案; 采用舒适的 30 度角观察筒能获得最佳的观察状态, 减少用户长期工作状态下的紧张与疲劳, 观察筒上的刻度能方便用户调节到最佳的瞳距; 落射照明器采用单颗 5W LED 暖白光的柯拉照明系统, 能最大程度的降低观察者的视觉疲劳; 带孔径光阑和视场光阑、预设起偏镜、检偏镜及滤色片插槽; 起偏镜与检偏镜可实现简易的偏光观察, 也可根据需求选择不同颜色的滤色片获得理想的观察效果。视场光阑与孔径光阑中心可调, 光阑大小采用拉杆方式调节, 能灵活调节照明通光的大小, 有效避免杂光影响观察效果。